



SERVICES

DISPOSITIVI MEDICI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DISPOSITIVI COSMETICI

Numero 6 - GIUGNO

# IL MENSILE DI PM2 SERVICES

SERVIZI DI QUALITA' PER AZIENDE

## TAMPONE RAPIDO AD USO DOMESTICO

COME FUNZIONA, QUANTO COSTA E  
DOVE LO PUOI TROVARE

## NOTIZIE DAL MONDO

TORNA IL BONUS VACANZE,  
MA SEMPLIFICATO: ECCO  
COME OTTENERLO

## STOCK PROMOZIONALE

[www.pm2services.it](http://www.pm2services.it)

**Tampone rapido ad uso domestico: come funziona, quanto costa e dove lo puoi trovare**

Con qualche mese di ritardo dalle prime vendite in Europa, anche in Italia sono ora disponibili i Test rapidi per la diagnosi di Sars-CoV-2 ad uso domestico.

Le prime aziende a commercializzare il prodotto sono state Xiamen Bosen e Siemens alle quali si è aggiunta recentemente anche **ACON Biotech** la quale ha ricevuto da TÜV SÜD Product Service GmbH, il Certificato CE che conforma quindi l'affidabilità e la qualità del test ad uso domestico.

Il test prodotto da ACON è del tipo **Nasale Anteriore**, facile da eseguire, esprime il risultato in **15 minuti** e rileva tutte le **varianti** del Covid attualmente conosciute.

Le caratteristiche di **SPECIFICITA'** (probabilità che un soggetto sano risulti negativo al test) e **SENSIBILITA'** (probabilità che un soggetto malato risulti positivo al test) lo portano al primo posto tra i test disponibili attualmente in commercio, è inoltre registrato al **Ministero Della Salute** (BD/RDM: 2115793), supportato da Studi Clinici e da solida documentazione.

Il Kit **ACON FlowFlex Sars-CoV-2 Antigen Rapid Test** (self testing) contiene:

- 1 Porta provette
- 1 Tubo contenente la sostanza reagente
- 1 Tampone monouso
- 1 Foglietto illustrativo
- 1 Cassetta per l'interpretazione dei risultati
- 1 Sacchetto rifiuti

Il prezzo al pubblico:

Il kit è a basso costo, si può trovare già oggi nelle farmacie partner di PM2 Services a partire da 7,90€.

**Torna il bonus vacanze, ma semplificato: ecco come ottenerlo**

La platea dei beneficiari comprende tutti i redditi fino a 40mila euro. Si va da un contributo di 500 euro per una famiglia di tre o più persone a un contributo di 300 euro per un nucleo di due persone. Per i singoli il bonus scende a 150 euro. Per ottenere l'incentivo alle vacanze è necessario fare domanda prima, presentando il proprio ISEE; la candidatura può essere inoltrata solo per via telematica. Inoltre, si punta a renderlo utilizzabile anche nelle agenzie di viaggio e con i tour operator.

Quifinanza

**Hai bisogno di un prodotto specifico e non riesci a trovarlo? Te lo procuriamo noi!****Ecco cosa dicono di noi alcuni dei nostri clienti****IL NOSTRO NUOVO CATALOGO**

- ✓ Prodotti certificati
- 🌿 Prodotti testati periodicamente in Italia
- 🚚 Consegna in 24/48h
- € Spedizione gratuita per ordini superiori a 500€

**PHARMA SERVICE SAS**

"Il vostro saturimetro è un ottimo strumento. Ho molto apprezzato il fatto che ha la possibilità di ruotare in diverse direzioni la schermata del display"

**SANITARIA COVELLO GIANFRANCO**

"I prodotti sono ottimi e conformi alle descrizioni"

**SUPERMERCATI TFM SRL**

"Consegne puntuali, qualità merce superiore alle aspettative"

**MULTIMED**

"PM2 è un'azienda seria ed affidabile, prodotti di qualità certificata, ottimo servizio di consegna"

**Presentaci ad un'azienda amica****UN'OFFERTA PER L'AZIENDA AMICA**

Spedizione gratuita  
+

**1 Kit dentifricio Smily  
2 Saturimetri**

sul primo ordine



SERVICES

Corso Mazzini, 38  
- Largo Marchi  
36071 Arzignano (VI)  
Tel. 04441868631  
Mail: [info@pm2services.it](mailto:info@pm2services.it)

**UN REGALO PER TE**

Al primo ordine dell'azienda amica riceverai a tua volta:

**3 Saturimetri**

senza limiti d'ordine

## Il saturimetro: un dispositivo, diverse funzionalità

Il **saturimetro** (detto anche pulsiossimetro od ossimetro) è un dispositivo medico diventato molto popolare a causa della pandemia da COVID-19 e permette di misurare:

- La **frequenza cardiaca** in modo rapido e preciso
- Il **grado di saturazione di ossigeno** dell'emoglobina presente nel sangue arterioso periferico (definita come SpO2)

### A cosa serve

Conoscere esattamente la propria saturazione, aiuta ad individuare per tempo eventuali aggravamenti di problematiche respiratorie o l'insorgere di malattie, come ad esempio:

- Anemia
- Polmonite
- Asma bronchiale
- Altre malattie polmonarie

### Come leggere i dati del saturimetro

I livelli normali di saturazione di ossigeno in soggetti sani devono essere costantemente **superiori al 96%**. Se i valori di SpO2 sono **inferiori al 95%** si è in presenza di:

- **Lieve** ipossiemia, valori compresi tra 91% e 94%
- **Moderata** ipossiemia, valori tra 86% e 90%
- **Grave** ipossiemia, valori pari o inferiori all'85%

Continua a leggere l'articolo  
nel nostro Blog →



# PROMOZIONI DEL MESE



## SELF TEST FLOWFLEX ACON

- Tampone nasale anteriore
- Risultato in 15 minuti
- Facile da eseguire

**CONTATTARE  
L'AGENTE DI ZONA**



## MASCHERINA CHIRURGICA

- Confezione da 10 pezzi
- Prova resistenza agli schizzi
- Efficacia di filtraz. batterica (BFE): 98%

**CONTATTARE  
L'AGENTE DI ZONA**



## FFP2 SF-K01 NERA

- Confezione da 50 pezzi
- Nasello regolabile
- Efficacia di filtraz. batterica (BFE): 95%

**CONTATTARE  
L'AGENTE DI ZONA**

